

Löst schnell und einfach Tapeten aller Art und Leimfarbenanstriche.

**Anwendungsbereich:**

*Wikofix Tapetenablöser* eignet sich zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil-, Vinyl- und Raufasertapeten sowie Leimfarbenanstrichen.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	nichtionische Tenside
Dichte:	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 7
Verbrauch:	250 ml reichen je nach Verdünnung für ca. 35 - 50 m <sup>2</sup>

**Verarbeitung:**

Zum Ablösen von schweren Tapeten 250 ml *Wikofix Tapetenablöser* in 10 l Wasser einrühren. Bei leichten Tapeten kann der Wasserzusatz auf 15 l erhöht werden. Grössere Mengen im entsprechenden Verhältnis verdünnen. Heisses Wasser erhöht die Ablösewirkung. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät (Sprühnebel nicht einatmen) satt auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschliessend können die durchgeweichten Tapeten leicht abgezogen werden. Wasserfeste und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Zum Entfernen von Leimfarbenanstrichen *Wikofix Tapetenablöser* (250 ml in 15 l Wasser auflösen) auf die Fläche auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Spachtel abschieben. Eventuelle Reste durch Nachwaschen entfernen. *Wikofix Tapetenablöser* ist neutral, Flecken lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden nicht beeinträchtigt. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

**Wichtige Hinweise:**

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Kennzeichnung: Xi - Reizend. Enthält nichtionische Tenside.  
Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
UBA-Nr.: 1496 0018 – enthält nichtionische Tenside

**Lagerung:**

Gebinde gut verschlossen und kühl lagern!

**Artikelnummer – Lieferform:**

Artikel	Lieferform
TA 520.250.12	PE Flaschen à 250 ml
TA 520.1.12	PE-Flaschen à 1 l
TA 520.5.	PE-Kannen à 5 l
TA 520.10.	PE-Kannen à 10 l

**Zur Beachtung:** Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

