

Lösemittel und Reiniger mit langer Einwirkdauer, löst Haftklebe-Etiketten, Silikon- und Folien-Rückstände

Anwendung

Wisatyp SA Lösemittel ist ein langsam verdunstendes Lösungs- und Reinigungsmittel für den professionellen Einsatz. Speziell gut geeignet zum Lösen von Haftklebe-Etiketten. Es dient ferner zum Reinigen und Entfetten der meisten nicht saugenden Untergründe wie Glas, Keramik, Metall, PVC-hart und diversen Kunststoffen sowie zum Entfernen von frischen Klebstoffresten und frischem PUR-Schaum.

Bei langer und wiederholter Einwirkdauer lassen sich dünne Silikonreste oder hartnäckige Rückstände von Haftklebstoffen und Abdeckfolien anlösen und entfernen.

Tipp: Um die Verdunstung zu verzögern, können die mit Wisatyp SA Lösemittel benetzten Flächen mittels Folie zugedeckt werden.

Wisatyp SA Lösemittel ist pH-neutral und schlecht mit Wasser mischbar.

Mehr Informationen zu unseren Spezialreinigern sind auch auf dem Internet unter www.wisabax.ch abrufbar.

Eigenversuche

Auf Grund der vielen in der Praxis vorkommenden Materialien und Farbpreparaturen sind Eigenversuche notwendig, insbesondere bei Kunststoffen und Anstrichen.

Basis

Gemisch von Lösungsmittelnaphtha (aromatisiert)

Dichte (bei 20 °C)

0.78 g/cm³

Mindestverarbeitungs- temperatur

Ab +5 °C

Flammpunkt

+37 °C

Zündtemperatur

+265 °C



Verarbeitung	<p>Für die Reinigung / Entfettung von Untergründen nur trockenes, nicht färbendes Tuch oder Zellstoff (Reinigungspapier) verwenden.</p> <p>Zum Entfernen von Haftklebe-Etiketten, die Etiketten mit einem in Wisatyp SA Lösemittel getränkten Pinsel bestreichen und mindestens 10 Minuten (je nach Etikette auch länger) einwirken lassen. Den Vorgang falls notwendig wiederholen. Anschliessend Etiketten vorsichtig lösen (abschälen).</p> <p>Um den direkten Hautkontakt mit dem Reiniger zu vermeiden, empfehlen wir für den stationären Einsatz unsere Sparanfeuchter (vgl. Zubehör).</p>
Haltbarkeit	Bei richtiger Lagerung mindestens 24 Monate ab Lieferung.
Lagerung	<p>Originalgebinde dicht verschlossen, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Optimale Lagertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C.</p> <p>Geöffnete Gebinde zur weiteren Lagerung gut verschliessen.</p>
Kennzeichnung	Wisatyp SA Lösemittel ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Hinweise auf der Verpackung und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gebindegrössen	TL 1001.1000	Dosen zu 1000 ml (im 10er Karton)
	TL 1001.10.	Kannen zu 10 Liter
		Weitere Gebinde auf Anfrage.

Zubehör gut zu wissen...	Bestell-Nr.	Kurzbeschreibung
	TR 100.04	<p>Wisaclean-Sparanfeuchter: 4 Liter Sicherheitsbehälter für den stationären Einsatz von nicht wässrigen Reinigern und Lösemitteln.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spart Lösemittel durch einseitiges Befeuchten • Schont Mensch und Umwelt (weniger Dämpfe und reduzierter Hautkontakt) • Spart Zeit und Geld (auch VOC-Gebühren) • Amortisiert sich schon nach kurzer Zeit
	TR 240.1	Papierspender für bis 240 mm breite Reinigungstücher, Tisch- und Wandmontage möglich.
	TR 240.2400	Papier-Reinigungstücher 230 mm breit zu TR 240.1, soft und zweilagig, Rolle zu 2400 Blatt

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.